

BIOBEAM FACIAL



BioBeam™ Acue

BioBeam Facial giúp tăng nhanh việc làm lành vết thương. Thực tế đã cho thấy khi sử dụng kết hợp với những phương pháp chữa bệnh bằng thuốc khác sẽ làm giảm thời gian điều trị và giảm việc sử dụng thuốc. Đặc biệt sử dụng BioBeam Facial trong điều trị hoàn toàn không đau, tuyệt đối an toàn và vô trùng.

Lắp đặt và sử dụng

1. Gắn AC adaptor vào BioBeam Facial bằng jắc ở đuôi máy. Không được dùng bất kỳ nguồn điện nào khác. Lưu ý: chỉ sử dụng adaptor theo máy do nhà sản xuất cung cấp.

2. Đảm bảo nút vận hành ở vị trí tắt.

3. Gắn adaptor vào đúng nguồn điện ghi trên adapter.

4. Đặt máy ở khoảng cách 2.5 - 3 cm từ vùng điều trị để bao phủ khu vực có bán kính khoảng 2 - 3 cm. Mỗi vùng điều trị phải được chiếu sáng trong khoảng thời gian 6 – 8 phút. Điều trị từ 2 - 3 lần trong ngày. Để giữ khoảng cách chính xác từ vùng mặt điều trị có thể sử dụng vòng nhựa kèm theo.

5. Để vận hành máy, bật nút vận hành ở vị trí CW từ 6-8 phút, rồi tiếp tục ở vị trí Pulse từ 6-8 phút. Điều trị có thể từ 2-3 lần trong ngày và khoảng cách của mỗi lần điều trị ít nhất là 4 tiếng. Việc điều trị thường xuyên sẽ đem lại kết quả như ý muốn.

Đèn xanh sáng khi máy đang vận hành và cho biết máy vận hành đúng. Nếu đèn sáng nhấp nháy báo hiệu máy vận hành sai, lúc này cần phải mang đến trung tâm bảo hành.

6. Sau khi sử dụng máy xong, tắt máy sau đó lấy adaptor ra khỏi máy.

Cảnh báo: Không được để mắt tiếp xúc với ánh sáng trong lúc điều trị bằng cách đeo kính bảo hộ kèm theo.

Thông số kỹ thuật

- ✓ Độ dài bước sóng: 630-660nm
- ✓ Vùng ánh sáng tập trung: 2 cm²
- ✓ Ánh sáng liên tục CW
- ✓ Ánh sáng tập trung theo nhịp

- ✓ Cường độ tập trung (tiêu biểu): 65mW
- ✓ Mật độ cường độ tối đa: 18mw/cm²
- ✓ Cường độ tại điểm (tiêu biểu): 60mw/cm²
- ✓ Tần số (tiêu biểu) 130Hz
- ✓ Tỷ lệ công suất: 10%
- ✓ Cường độ trung bình: 210mw
- ✓ Nguồn điện yêu cầu: xem ở nhãn trên adaptor

Chỉ định

- **Mụn: Bệnh và triệu chứng của mụn**

Mụn là tình trạng viêm nhiễm của da như: mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn nhọt nhỏ, mụn mủ,.. thường xuyên xuất hiện nhiều trên mặt (trán, má, cằm) tuy nhiên đôi khi cũng có ở ngực, vai và lưng.

Nguyên nhân gây ra mụn là bởi sự tắc nghẽn ở lỗ chân lông trên da, từ việc chong chất những tế bào chết và bã nhờn, những tế bào này được chiết xuất từ tuyến bã để nuôi nang lông. Đến một độ tuổi nhất định, chức năng của những tuyến này không còn hoạt động nữa nhưng ở tuổi dậy thì hormon kích thích những tuyến này, gây kích thích bã nhờn làm cho da bị nhờn và bóng.

Rất nhiều trường hợp, lỗ chân lông có bã nhờn bị tắc nghẽn. Nếu sự tắc nghẽn xảy ra ở bề mặt ngoài của da thì sẽ gây ra mụn đầu đen. Ngược lại, mụn đầu trắng sẽ xuất hiện nếu sự tắc nghẽn xảy ra ở bề mặt trong của da. Thông thường, nang lông tiết ra bã nhờn trong da và gây ra sự viêm nhiễm làm sưng tấy, làm xuất hiện mụn đầu đỏ hoặc mụn bị nhiễm trùng.

Mụn xuất hiện chủ yếu trong độ tuổi từ 12-20 tuổi, tuy nhiên trong độ tuổi từ 20-30 tình trạng mụn cũng có thể xảy ra ở một số người.

- **Điều quan trọng trong việc điều trị mụn**

Mụn nếu không điều trị kịp thời, có thể bị viêm nhiễm liên tục và lâu dài trên da gây ra sẹo, vết nhăn, vết nứt và viêm nhiễm trên bề mặt của da.

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng, mụn cũng là nguyên nhân gây ra những vết thương tâm lý như: thiếu tự tin, nội tâm phức tạp và có thể bị trầm cảm.

Với BioBeam Facial, luồng ánh sáng đỏ, hẹp và tự nhiên được sử dụng để nhanh chóng điều trị những thương tổn do mụn gây ra. BioBeam Facial được phát triển cùng với lịch sử phát triển 5 năm của BioBeam 660 dùng để điều trị các thương tổn của da.

Trong những năm gần đây, các thử nghiệm y khoa đã đánh giá được hiệu quả của BioBeam trong điều trị mụn. Những kết quả này đã trình bày tại Hội nghị Quốc tế tại Canada 1992 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của giới y khoa. Hiện nay, ở Israel và nhiều nước khác, BioBeam Facial rất được tin dùng.

Những kết luận sau đây được lấy từ những nghiên cứu trên:

1. BioBeam Facial được phát minh để điều trị hiệu quả mụn trong giai đoạn viêm nhiễm.
2. Có thể thấy được những kết quả tích cực trong 3-6 tuần đầu tiên điều trị.

Kết quả điều trị phụ thuộc vào việc thực hiện đúng theo những hướng dẫn sử dụng. Nếu bỏ lỡ 1 lần điều trị hãy tiếp tục trong thời điểm mà bạn có thể.

3. Điều trị trong 6 tuần:

- ✓ 20% bệnh nhân hoàn toàn hết.
- ✓ 50% bệnh nhân hồi phục gần hết.
- ✓ 20% bệnh nhân hồi phục nhưng ít.

4. Trong trường hợp bị mụn nặng, nên sử dụng BioBeam Facial kết hợp với thuốc kháng sinh.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ HÙNG HY
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM

5-6 Khu B Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
Tel: (08) 3984 3646 – 3984 6099 - Fax: (08) 3984 6099 - Hotline: 0903 87 77 75
Chi nhánh: 355 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, Tp. HCM Tel: (08) 3830 4679
E-mail: hunghyco@vnn.vn Website: www.hunghy.com.vn